Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos Q-PEGASUS-90, portes battantes à fermeture automatique, commande d'une seule main, L 893 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 462039, 462038, 462037, 462036, 462035, 462034, 462033

Instructions de sécurité:

- Lire et comprendre les instructions de sécurité et de manipulation avant l'utilisation.
- Convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Signal d'avertissement de porte : à l'ouverture de la porte, un signal sonore et visuel retentit au bout de 60 secondes ; maintenir une distance de sécurité.
- Ne faire fonctionner l'enceinte que si un système technique d'aération et de ventilation est raccordé afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Utiliser uniquement pour le stockage de matériaux autorisés par la profession, tels que les produits toxiques, les produits chimiques agressifs et les liquides inflammables.
- N'utiliser le produit que conformément à l'usage auquel il est destiné.
- Attention : Danger dû à des produits chimiques agressifs, toujours utiliser un équipement de protection approprié et tenir hors de portée des enfants.
- Résistant au feu selon F90, mais à tenir éloigné des sources de chaleur et à stocker en toute sécurité.
- S'assurer que l'armoire est correctement montée, qu'elle est stable et qu'elle est régulièrement contrôlée afin de déceler tout dommage ou défaut.
- Utiliser des engins de levage appropriés pour le transport, comme un chariot élévateur à fourche ou un transpalette.
- En cas de problèmes de sécurité ou d'accidents, contacter immédiatement le fabricant.
- Stocker les produits toxiques et les produits chimiques dangereux conformément à la réglementation et dans des zones bien ventilées.
- Effectuer un entretien régulier du système d'évacuation d'air et du système de fermeture automatique afin de garantir une sécurité optimale.
- Garantir la protection contre l'accès non autorisé par une serrure à cylindre profilé et une sécurité enfants.
- Conserver les matériaux inflammables loin des sources d'inflammation.
- N'utiliser les portes battantes que conformément aux instructions de sécurité afin de préserver le fonctionnement du système de fermeture automatique.
- Ne pas dépasser la charge des étagères pour éviter les dommages structurels.
- Protection contre les explosions et les substances toxiques stockées conformément aux règles de sécurité en vigueur.
- Stocker en toute sécurité les liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3.
- Assurer l'élimination correcte des déchets dangereux conformément aux prescriptions locales.