

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-PEGASUS-90, porte battante avec fermeture automatique, charnière gauche/droite, L 599 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462123, 462122, 462121, 462120, 462119, 462118, 462117, 462116, 462115, 462114, 462113, 462112, 462111, 462110

Instructions de sécurité:

- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- Résistant au feu selon F90, à protéger néanmoins du contact direct avec les flammes.
- Convient pour le stockage de produits toxiques, de produits chimiques agressifs et de liquides inflammables.
- Attention : la fermeture automatique de la porte peut entraîner un risque de blessure. En cas de dysfonctionnement, contacter le personnel spécialisé.
- Éviter les risques d'exposition chimique par une utilisation correcte.
- Ne jeter les produits dangereux que dans les bacs prévus à cet effet.
- Risque d'asphyxie dû à une mauvaise utilisation et à une mauvaise ventilation. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système d'aération et de ventilation.
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez des produits chimiques.
- Assurer la protection contre les explosions par un système technique d'évacuation de l'air.
- La porte battante se ferme automatiquement ; vérifiez régulièrement son fonctionnement.
- Assurez-vous qu'aucun liquide inflammable des catégories SGH 1 à 3 n'est stocké sans surveillance.
- Les jeunes enfants n'ont pas accès à l'armoire contenant des substances dangereuses.
- Assurer l'accessibilité pour les transpalettes ou les chariots élévateurs et placer l'armoire sur une surface stable.
- S'assurer que l'armoire n'est utilisée que pour les substances prévues.
- Assurez-vous que la porte est toujours correctement fermée afin de garantir un rangement sûr.
- Observer le signal d'avertissement après 60 secondes lorsque la porte est ouverte, afin de garantir la sécurité.
- éviter de surcharger les bacs coulissants et les bacs de rétention (respecter la capacité de charge maximale)
- Évitez de surcharger l'armoire afin d'éviter les pannes ou les accidents.
- Suivre les instructions pour un stockage et une élimination sûrs des substances dangereuses.
- Vérifier l'état d'usure ou de détérioration de l'ensemble du système et le remplacer si nécessaire.