

# Informations sur la sécurité du produit

## Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos Q-PHOENIX-90, portes pliantes, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

**Fabricant/Personne de contact :** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail :** info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 462129, 462128

### Instructions de sécurité:

- Respectez les règles de stockage des produits chimiques dangereux et utilisez les équipements de protection individuelle appropriés lors de la manipulation des produits chimiques.
- Utilisez l'armoire de sécurité uniquement à l'intérieur et sécurisez-la avec la serrure à cylindre profilé.
- Assurez-vous que le système d'aération et de ventilation est régulièrement entretenu et fonctionne correctement.
- Évitez de surcharger les fonds de cuve afin de minimiser les risques d'endommagement.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et veillez à ce que seules les personnes autorisées l'utilisent.
- Le placer en toute sécurité et l'assurer contre tout basculement.
- Procéder à des vérifications régulières des étanchéités et des niveaux de remplissage.
- Ne pas charger au-delà de la capacité de charge maximale autorisée de 150 kg.
- Attention au stockage de substances inflammables et toxiques conformément à la réglementation en vigueur.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ferrures de sécurité.