## Informations sur la sécurité du produit

## Armoires de sécurité de type 30 asecos Q-CLASSIC-30, porte à charnières, à gauche/droite, L 564 x P 620 x H 1947 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article**: 462229, 462228, 462227, 462226, 462225, 462224, 462223, 462222, 462221, 462220, 462219, 462218, 462217, 462216

## Instructions de sécurité:

- S'assurer que l'armoire de sécurité est correctement montée, ancrée et stable afin d'éviter tout basculement.
- S'assurer du respect de la réglementation en vigueur et des fiches de données de sécurité pour le stockage des produits chimiques et des substances dangereuses.
- Utilisez des équipements de protection individuelle lorsque vous manipulez des substances stockées.
- Ne pas laisser la porte de l'armoire sans sécurité et toujours la fermer avec une serrure à cylindre profilé afin d'éviter tout accès non autorisé.
- L'armoire doit être installée dans un endroit bien ventilé et raccordée à un système d'évacuation technique afin d'éviter les vapeurs et un éventuel risque d'explosion.
- Effectuer un entretien et un contrôle réguliers du système d'aération et de ventilation ainsi que de l'étanchéité du bac de récupération.
- Ne pas dépasser la charge maximale des tablettes : respecter la limite de charge de 75 kg par tablette.
- Utiliser uniquement pour le stockage sûr de liquides inflammables, toxiques ou agressifs des catégories SGH 1 à 3.
- L'armoire ne doit pas être placée à proximité d'une source d'inflammation, d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Ignifugé (F30), mais non résistant au feu : protéger contre l'inflammation directe et les températures élevées.
- Ne stocker les produits chimiques et les substances que pour l'usage prévu et conformément aux fiches de données de sécurité.
- Se nettoyer soigneusement les mains après utilisation afin d'éviter les résidus chimiques.
- Contrôle régulier du système intégré d'aération et de ventilation nécessaire, s'assurer que les raccords d'évacuation d'air ne sont pas bloqués.
- Ne donner accès à l'armoire qu'aux personnes autorisées.
- Lire attentivement et suivre les instructions et les consignes de sécurité avant l'utilisation.