

Informations sur la sécurité du produit

Armoires de sécurité de type 90 asecos S-CLASSIC-90, porte à charnières, à gauche/droite, L 596 x P 616 x H 1968 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462334, 462333, 462332, 462331

Instructions de sécurité:

- Respecter la résistance au feu F90 et utiliser une armoire résistante au feu selon la norme F90.
- Façade jaune de sécurité pour une meilleure protection visuelle en présence de produits chimiques.
- Toujours garder les portes fermées afin de minimiser les vapeurs chimiques et la propagation du feu et d'empêcher tout accès non autorisé.
- N'utilisez le dispositif d'arrêt de porte que dans des conditions sûres.
- Protéger le contenu contre tout accès non autorisé - Utiliser une serrure à cylindre profilé et vérifier régulièrement son bon fonctionnement.
- Utiliser un système d'évacuation technique pour la protection contre les explosions et s'assurer que l'armoire est raccordée à un système de ventilation mural.
- Assurer un taux de renouvellement d'air de 10 fois et effectuer un entretien et une inspection réguliers du système d'aération et de ventilation.
- Stocker les produits chimiques conformément aux prescriptions du SGH et les entreposer en toute sécurité conformément aux prescriptions relatives aux produits chimiques toxiques et agressifs.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation de substances toxiques ou dangereuses.
- Utiliser uniquement à l'intérieur et veiller à ce que l'armoire ne soit pas utilisée pour stocker des substances non autorisées.
- Ne pas utiliser de flamme nue ou de source d'inflammation à proximité de l'armoire.
- Veillez à éliminer correctement les déchets dangereux de l'armoire.
- Ne laissez en aucun cas l'armoire se remplir à l'excès (respectez la capacité de charge maximale).
- Attention : ne convient que pour le stockage de substances toxiques et inflammables.
- Respecter les mesures de sécurité : Toujours fermer la porte de manière sûre.