Informations sur la sécurité du produit

Armoires de sécurité de type 90 asecos S-PEGASUS-90, porte à charnière avec fermeture automatique, charnière gauche/droite, L 596 x P 616 x H 1298 mm

Fabricant/Personne de contact: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462426, 462425, 462424, 462423

Instructions de sécurité:

- N'utiliser l'armoire de sécurité que conformément aux instructions du fabricant et pour l'usage auquel elle est destinée.
- Avant toute utilisation, s'assurer que l'armoire est correctement fermée à clé et toujours garder la porte fermée afin d'éviter tout accès accidentel.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 75 kg par étagère ; veiller à ne pas surcharger l'armoire.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système automatique de fermeture des portes et s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de fermeture.
- Lors du stockage de substances dangereuses, toxiques ou chimiques, toujours respecter les exigences spécifiques de stockage et s'assurer que seul le personnel qualifié y a accès.
- Respecter la résistance au feu selon F90, une manipulation non conforme peut entraîner un risque d'incendie ; éviter les sources directes de chaleur ou de feu à proximité de l'armoire.
- Porter un équipement de protection approprié pour le stockage de substances inflammables et explosives ainsi que de produits chimiques agressifs et utiliser des systèmes techniques d'évacuation de l'air afin d'éviter tout risque pour la santé ; effectuer régulièrement la maintenance et l'inspection de ces systèmes.
- empêcher l'accès aux personnes non autorisées et protéger l'armoire contre tout accès non autorisé, en particulier si des produits chimiques toxiques ou agressifs y sont stockés
- Utiliser correctement le bac de récupération au sol d'une capacité de 22 litres afin d'éviter les fuites de liquides.