

# Informations sur la sécurité du produit

## Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos S-PHOENIX-90, porte pliante avec système d'arrêt de porte, arrêt à gauche/droite, L 596 x P 616 x H 1968 mm

**Fabricant/Personne de contact :** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail :** info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 462464, 462463, 462462, 462461

### Instructions de sécurité:

- S'assurer de la résistance au feu de l'armoire, résistante au feu selon la norme F90, vérifier régulièrement.
- Stocker les produits chimiques en toute sécurité afin d'éviter les fuites ou les incidents de sécurité. Veillez à stocker en toute sécurité les liquides inflammables et les produits chimiques agressifs.
- Tenir compte de la capacité de charge des fonds de bacs et des bacs de rétention, utiliser des bacs de rétention au sol pour éviter les fuites de substances dangereuses.
- Respecter les consignes de sécurité pour la manipulation de produits chimiques agressifs, faire attention lors du stockage de produits toxiques et de produits chimiques dangereux selon les catégories 1 à 4 du SGH.
- garantir l'accès aux informations d'urgence pour les consignes de sécurité spécifiques
- Monter le raccord d'évacuation d'air conformément aux exigences relatives aux substances dangereuses, vérifier régulièrement le système de ventilation et d'évacuation d'air afin de garantir un échange d'air correct.
- Vérifier régulièrement que l'intérieur de l'armoire n'est pas endommagé ou usé.
- Utiliser uniquement à l'intérieur. L'armoire est destinée à être utilisée uniquement à l'intérieur.
- Protéger contre les liquides inflammables et les réactions chimiques.
- Fermer avec une serrure à cylindre profilé. S'assurer que l'armoire est fermée avec une serrure à cylindre profilé. La serrure doit toujours être fermée afin d'empêcher tout accès non autorisé.
- S'assurer que le dispositif d'arrêt des portes fonctionne correctement, n'utiliser le dispositif d'arrêt des portes que lorsqu'il est sûr de le faire.
- Convient pour les produits chimiques toxiques et agressifs - stocker de manière appropriée.
- Respectez la capacité de charge maximale et le volume des étagères. Ne pas surcharger l'armoire.
- Assurer les mesures de protection contre les explosions, utiliser correctement le système intégré d'aération et de ventilation.
- Entretien régulièrement l'armoire afin de vérifier les dispositifs de sécurité, effectuer des contrôles de sécurité réguliers.