

# Informations sur la sécurité du produit

## Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos S-PHOENIX-90, porte pliante avec système d'arrêt de porte, arrêt à gauche/droite, L 596 x P 749 x H 1968 mm

**Fabricant/Personne de contact :** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail :** info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 462488, 462487, 462486, 462485

### Instructions de sécurité:

- Conserver les substances dangereuses uniquement dans des bacs coulissants et des bacs de rétention prévus à cet effet. Stocker en toute sécurité : Ne stocker que dans les bacs coulissants prévus à cet effet.
- Utilisation à l'intérieur uniquement ; ne pas utiliser à l'extérieur. Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Avant l'utilisation, s'assurer que le dispositif d'arrêt de porte est intact. Régler le système d'arrêt de porte : Veiller à ce que le système d'arrêt des portes fonctionne correctement afin d'éviter les accidents.
- Effectuer des contrôles réguliers du système d'aération et de ventilation. Un entretien régulier du système d'aération et de ventilation est nécessaire. Ventilation : le raccord d'aération et de ventilation doit être vérifié régulièrement afin de garantir un échange d'air sûr.
- Convient uniquement pour le stockage de substances des catégories SGH 1 à 3.
- Suivre l'étiquetage et les avertissements afin d'éviter toute confusion et tout abus.
- Attention : à n'utiliser que pour le stockage approprié de substances toxiques et de produits chimiques dangereux. Attention aux produits chimiques agressifs : cette armoire est destinée au stockage de substances dangereuses.
- Respecter les consignes pour une utilisation et une maintenance correctes du système d'évacuation d'air technique.
- Maintenir les fenêtres et les portes fermées pendant le fonctionnement afin d'éviter tout risque d'explosion.
- En cas de manipulation incorrecte, il existe un risque d'asphyxie dû aux vapeurs toxiques.
- S'assurer que l'armoire est correctement verrouillée afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Attention : contient des produits chimiques toxiques ou agressifs.
- Convient uniquement à l'utilisation par un personnel formé.
- Risque d'incendie : tenez l'armoire à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Ne remplissez pas l'armoire au-delà de la capacité de charge maximale des bacs. Résistante au feu : L'armoire a une résistance au feu de F90, assurez-vous que cela soit utilisé en conséquence.
- Accès réservé aux personnes autorisées.
- Mesures de sécurité lors de l'utilisation : respectez les règles de stockage des liquides inflammables.