

# Informations sur la sécurité du produit

## Armoire de sécurité de type 90 asecos S-PHOENIX Vol.2-90, porte pliante avec fermeture automatique, charnière gauche/droite, L 596 x P 616 x H 1968 mm

**Fabricant/Personne de contact :** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail :** info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 462530, 462529, 462528, 462527

### Instructions de sécurité:

- Utiliser uniquement à l'intérieur en raison de la présence de produits chimiques toxiques et agressifs. Veiller à une ventilation adéquate afin d'éliminer les vapeurs dangereuses.
- 4 x bacs coulissants peuvent supporter 25 kg. Respecter les consignes de sécurité relatives à la limitation de poids.
- La fermeture automatique de la porte pliante après 60 secondes peut entraîner un risque de blessure. Observer le signal d'avertissement après 1 minute.
- Protection contre les explosions requise : l'armoire doit être raccordée à un système technique d'évacuation d'air (renouvellement d'air de 10x4 m<sup>3</sup>/h).
- Respecter les mesures de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques. Convient uniquement pour le stockage de produits chimiques dangereux. Contrôler régulièrement la sécurité et le bon fonctionnement.
- Respecter le plan d'entretien pour vérifier la sécurité de l'enceinte. Assurer une utilisation conforme au mode d'emploi.
- Assurez-vous que l'armoire est installée dans une pièce bien ventilée afin d'éviter l'accumulation de vapeurs dangereuses.
- N'utiliser le bac de rétention au sol qu'en combinaison avec des bacs d'élimination. Minimiser les risques de fuites.