## Informations sur la sécurité du produit

## Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos UB-S-90, tiroir, L 1102 x P 574 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462663

## Instructions de sécurité:

- Conserver les substances dangereuses uniquement dans des récipients appropriés et conformément à la réglementation en vigueur.
- Accès à l'armoire réservé aux personnes autorisées.
- S'assurer que l'armoire n'est pas surchargée ; respecter la capacité de charge maximale.
- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement du système technique d'évacuation de l'air.
- En cas d'utilisation de substances chimiques, toujours consulter les fiches de données de sécurité (FDS).
- En cas de fuite ou d'accident, signalez-le immédiatement aux responsables de la sécurité concernés.
- Pour éviter tout risque d'incendie, toujours garder l'armoire fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.