

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos UB-S-90, tiroir, L 593 x P 574 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462802

Instructions de sécurité:

- Convient pour le stockage de produits chimiques dangereux, donc prendre les mesures de protection appropriées.
- Protéger le meuble bas de sécurité contre tout accès involontaire, utiliser une serrure à cylindre.
- Ne pas surcharger le tiroir, respecter la capacité de charge maximale (50 kg).
- Pour un fonctionnement sûr, un système technique d'évacuation d'air avec un renouvellement d'air d'au moins 10 fois est nécessaire.
- Observer la prudence lors de la manipulation de produits chimiques dangereux (catégories SGH 1-3 et substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4).