

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos UB-ST-90, 1 tiroir, 2 portes battantes, L 1402 x P 502 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462822

Instructions de sécurité:

- L'armoire basse de sécurité est adaptée au stockage de produits chimiques toxiques ou agressifs ainsi que de liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3. L'utilisateur doit s'assurer que les exigences légales pour le stockage de telles substances sont respectées.
- Veillez à ce que l'armoire soit bien fermée afin d'éviter tout accès non autorisé. Utilisez la serrure à cylindre et vérifiez régulièrement la sécurité de la serrure.
- Le système d'aération et de ventilation est conçu pour un échange d'air constant. Assurez-vous que l'échange d'air n'est pas bloqué et que le système d'évacuation fonctionne correctement.
- Les produits chimiques stockés dans ce produit doivent être manipulés conformément aux règles de sécurité en vigueur. Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) pour accéder à l'armoire.
- Le bac de récupération au sol a un volume de 11 litres. Assurez-vous qu'il est correctement placé afin d'éviter tout débordement ou fuite de produits chimiques.
- Notez que certains produits chimiques peuvent faire l'objet de consignes de stockage spécifiques en raison de leurs propriétés. Informez-vous à l'avance sur les fiches de données de sécurité des substances stockées.