

Informations sur la sécurité du produit

Armoire basculante de sécurité type 90 asecos UB-T-90, portes battantes, L 1102 x P 502 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462833, 462832

Instructions de sécurité:

- Stocker en toute sécurité des produits chimiques toxiques ou agressifs et des liquides inflammables conformément aux directives SGH.
- Seules les personnes autorisées peuvent utiliser l'armoire et s'assurer qu'elle n'est utilisée que pour des liquides et des produits chimiques autorisés.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système d'aération et de ventilation ; l'utiliser conformément aux instructions afin d'éviter les atmosphères explosives.
- Vérifier régulièrement l'accessibilité et la sécurité de la serrure du cylindre, tenir la clé hors de portée des personnes non autorisées.
- Ne pas bloquer les portes battantes afin de garantir un accès sûr.
- L'armoire ne doit pas être surchargée, tenir compte de la capacité de charge maximale. Tenez compte de la capacité de charge de l'insert en tôle perforée (75 kg) et du bac de rétention au sol (22 litres).
- Le bac de rétention au sol ne peut être utilisé que si les produits chimiques sont vidangés.
- Conserver en toute sécurité les fiches de données de sécurité (FDS) de tous les produits chimiques stockés afin de pouvoir agir rapidement en cas d'urgence.