

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos UB-S-90, tiroir, L 593 x P 600 x H 800 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462860

Instructions de sécurité:

- Attention : utiliser le meuble bas de sécurité uniquement à l'intérieur.
- Attention : Contient des produits chimiques agressifs. Stocker en toute sécurité les liquides inflammables des catégories GHS 1-3.
- Respecter les mesures de protection contre les explosions nécessaires, en particulier lors de l'utilisation du système d'aération et de ventilation.
- Ne permettre l'accès au contenu qu'aux personnes autorisées. Verrouiller le tiroir avec une serrure à cylindre.
- Ne pas surcharger le tiroir. Respecter la capacité de charge maximale : 50 kg pour le bac à tiroirs, 25 kg pour le niveau coulissant.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié lors d'opérations impliquant des substances toxiques.