Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 30 asecos UB-S-30, 2 tiroirs, L 1402 x P 574 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462872

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le meuble bas de sécurité que pour le stockage de substances marquées comme dangereuses.
- Assurez-vous que la serrure cylindrique fonctionne correctement afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du système de ventilation intégré.
- Respectez les mesures de protection contre les explosions et assurez l'échange d'air nécessaire.
- Conservez toujours les substances dangereuses pour l'eau séparément et en toute sécurité.