

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 30 asecos UB-S-30, 2 tiroirs, L 1402 x P 574 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462875

Instructions de sécurité:

- N'utilisez l'armoire que pour le dépôt de substances toxiques ou inflammables conformément aux instructions.
- Assurez-vous que l'armoire est correctement ventilée afin d'éviter les vapeurs dangereuses.
- Maintenez l'armoire sécurisée par une serrure à cylindre afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Rangez tous les tissus dans les tiroirs et bacs prévus à cet effet, conformément aux règles de sécurité.
- Éviter de surcharger les tiroirs afin de ne pas dépasser la capacité de charge.