

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 30 asecos UB-S-30, tiroir, L 1102 x P 574 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462876

Instructions de sécurité:

- Utiliser un meuble bas adapté au stockage de produits chimiques toxiques ou agressifs.
- Ne fermer le tiroir que lorsqu'il est verrouillé afin d'éviter tout accès involontaire.
- En cas d'utilisation de liquides inflammables, veiller à l'interdiction de fumer et à la présence de flammes nues.
- Contrôler régulièrement le système de ventilation afin de garantir son bon fonctionnement.
- Ne pas surcharger l'armoire afin de ne pas dépasser la capacité de charge de 50 kg.