

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 30 asecos UB-S-30, tiroir, L 1102 x P 574 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462878

Instructions de sécurité:

- Attention au stockage de produits chimiques toxiques ou agressifs. Convient uniquement pour le stockage approprié des catégories SGH 1-3.
- Ne manipuler l'armoire basse de sécurité qu'avec une serrure à cylindre afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Assurer un entretien régulier du système d'aération et de ventilation afin de garantir une circulation d'air adéquate.
- Le raccord d'évacuation d'air ne doit pas être bloqué afin de garantir une évacuation sûre des vapeurs dangereuses.
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) pour la manipulation de produits chimiques.