

Informations sur la sécurité du produit

armoire de stockage de produits chimiques asecos CS-CLASSIC, porte à charnières, accrochée à gauche, L 545 x P 520 x H 1950 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 463141, 463140, 463139, 463138, 463137, 463136, 463135, 463134, 463133, 463132, 463131, 463130, 463129, 463128

Instructions de sécurité:

- Lire attentivement et suivre les instructions de sécurité et les modes d'emploi.
- Stocker et manipuler les produits chimiques conformément aux réglementations locales et aux fiches de données de sécurité.
- Utiliser uniquement à l'intérieur. L'armoire pour produits chimiques ne convient pas pour l'extérieur.
- Assurez-vous que l'armoire est correctement ventilée et vérifiez régulièrement le système d'aération et de ventilation.
- Ne pas dépasser la hauteur max. Ne pas dépasser la capacité de charge des étagères de 50 kg. Maintenir l'armoire en position verticale.
- Toujours fermer l'armoire à clé lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter tout accès non autorisé. Utiliser la serrure à cylindre.
- Seules les personnes autorisées ont accès à l'armoire. Placer hors de portée des enfants.
- L'armoire ne doit être utilisée que pour le stockage de substances dangereuses autorisées. La sécurité contre l'accès non autorisé doit être garantie.
- Risque d'explosion : maintenez l'armoire à l'écart des sources d'inflammation. Utilisez un système d'évacuation d'air technique en cas de produits chimiques explosifs.
- Réagir immédiatement en cas de dommages ou de fuites et informer le fabricant ou le fournisseur.
- Éliminer l'emballage et les produits chimiques en toute sécurité conformément aux instructions. Respecter les dispositions relatives aux retours.
- Surveillez régulièrement la ventilation et le raccord d'évacuation d'air (recommandé : 75 mm) afin de minimiser les risques.
- Manipuler la porte avec une découpe en verre avec précaution pour éviter de la casser.
- Porter des EPI lors de la manipulation de substances dangereuses et, en cas de risque d'incendie, alerter immédiatement les pompiers et faire évacuer les lieux.
- Effectuer un contrôle régulier de l'armoire pour vérifier l'absence de dommages, les mécanismes de fermeture et les systèmes d'évacuation d'air.