

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de base acide et alcaline asecos SL-CLASSIC-UB, porte à charnières, arrêt droite/gauche, façade gris clair, L 590 x P 570 x H 600 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462918, 462912

Instructions de sécurité:

- Convient uniquement pour le stockage de substances chimiques.
- L'utilisation de l'armoire n'est autorisée qu'à l'intérieur.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié, tel que des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation de produits chimiques.
- L'armoire dispose d'une porte battante verrouillable ; assurez-vous qu'elle est toujours fermée lorsque l'armoire n'est pas utilisée.
- Le système d'aération et de ventilation de l'enceinte doit fonctionner correctement afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
- Lors du stockage de produits chimiques, vérifier régulièrement l'absence de fuites.
- Respecter la capacité de charge maximale de 25 kg par tablette coulissante.
- Suivez les instructions du mode d'emploi fourni pour une utilisation en toute sécurité.
- Conserver les liquides agressifs uniquement selon les mesures de sécurité prévues.
- Ne pas mettre en contact avec des aliments ou des boissons.
- Vérifier régulièrement que l'armoire n'est pas endommagée et que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent.