

Informations sur la sécurité du produit

gants jetables Medi-Inn Light, vinyle, légèrement poudré, sans latex, transparent, 100 pièces

Fabricant/Personne de contact : Papstar GmbH, Daimlerstraße 4-8, 53925 Kall, Deutschland
e-Mail : info@papstar.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 451941, 451940, 451939, 451938

Instructions de sécurité:

- Ne convient qu'à un usage unique. (mentionné deux fois)
- Non stérile, ne convient pas aux procédures médicales invasives.
- Avant utilisation, s'assurer que les gants ne présentent pas de dommages visibles.
- En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation.
- Réservé à l'usage du personnel médical spécialisé et aux opérations de nettoyage.
- En cas d'utilisation à proximité d'aliments ou de produits chimiques, vérifier l'adéquation des gants.
- Sans latex, convient aux personnes allergiques au latex.
- Élimination de sécurité après utilisation pour éviter les contaminations croisées.
- Ne convient pas pour les risques graves, uniquement équipement de protection individuelle de catégorie I.
- Ne convient pas pour une utilisation permanente et dans des conditions non stériles.
- Ne convient pas à la manipulation d'objets excessivement chauds ou tranchants.
- Produit médical de classe I selon la directive 93/42 CEE, adapté aux examens dans le domaine médical.
- Convient aux travaux de laboratoire et de nettoyage conformément au règlement (UE) 2016/425.
- Protéger des rayons directs du soleil et conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne convient pas aux patients présentant une sensibilité connue au PVC.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation.