Informations sur la sécurité du produit

Armoire à bouteilles de gaz comprimé G-ULTIMATE-90 Standard, arrêt de porte à charnière gauche/droite, 2x bouteilles de 50 l, L 598 x P 615 x H 2050 mm

Fabricant/Personne de contact: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 463351, 463349

Instructions de sécurité:

- Le produit convient uniquement pour l'intérieur.

- Le raccordement à un système technique d'évacuation d'air est nécessaire pour assurer une protection suffisante contre les explosions ; l'armoire ne doit être utilisée qu'avec un tel système.
- Les règles de sécurité en vigueur doivent être respectées lors du stockage et de l'utilisation des bouteilles ; attention au risque d'explosion dû à un stockage inapproprié.
- Maintenez l'armoire pour bouteilles de gaz comprimé à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Le produit est adapté au stockage de substances dangereuses ; une formation appropriée est recommandée.
- Veuillez vous assurer que les bouteilles sont toujours bien fixées et sécurisées afin d'éviter qu'elles ne basculent ou ne se renversent. Elles doivent être stockées dans le support prévu à cet effet.
- L'ouverture de la porte battante peut présenter un danger en raison d'une chute de pression soudaine. Attention à l'ouverture.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque de blessure. Les enfants en particulier doivent être tenus à l'écart du produit.

Page 1

Date: December 2024

- Effectuer un contrôle régulier des fuites des bouteilles de gaz.
- Fournir des fiches de données de sécurité pour les gaz stockés.
- Ne faire installer et utiliser que par du personnel autorisé.