

# Informations sur la sécurité du produit

**Balance de laboratoire Kern EMS 6K0.1/12K0.1, précision de lecture 0,1 g, étendue de pesée 6/12 kg, grand écran LCD, L 200 x P 280 x H 65 mm, plastique, blanc**

**Fabricant/Personne de contact :** Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland  
**e-Mail :** info@kern-sohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 131409, 131408

## Instructions de sécurité:

- S'assurer que la balance est utilisée dans une plage de température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- En cas d'utilisation sur piles, s'assurer que les piles sont correctement insérées.
- L'alimentation secteur ne doit pas être surchargée afin d'éviter tout risque d'incendie.
- La balance de laboratoire ne doit pas être utilisée dans un environnement humide afin d'éviter tout dommage électrique.
- Les plus petites pièces ou la balance elle-même ne doivent pas être utilisées ou atteintes par les enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Nettoyer régulièrement les surfaces de la balance afin de ne pas altérer ses fonctions.
- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- Les composants électroniques ne sont pas étanches. Les protéger de l'humidité.
- Ne pas surcharger la balance. Respecter la plage de pesée maximale de 12 kg.
- Ne pas utiliser sur des surfaces inégales afin d'éviter les poids incorrects.
- En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement, débranchez immédiatement l'appareil du secteur et contactez le service clientèle.