

# Informations sur la sécurité du produit

**Balance de laboratoire Kern EMS 6K1/12K1, précision de lecture 1 g, étendue de pesée 6/12 kg, grand écran LCD, L 200 x P 280 x H 65 mm, plastique, blanc**

**Fabricant/Personne de contact :** Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland  
**e-Mail :** info@kern-sohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 131467, 131407

## Instructions de sécurité:

- La balance de laboratoire ne doit pas être utilisée dans des environnements humides ou mouillés.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface stable et plane afin de garantir une mesure précise et d'éviter tout basculement.
- La balance de laboratoire ne convient pas à l'utilisation par des enfants.
- Évitez de surcharger l'appareil ; sa capacité maximale est de 12 kg.
- Protégez la balance de laboratoire contre les températures extrêmes supérieures à +35 °C ou inférieures à +5 °C.
- Évitez de fixer des appareils tiers qui pourraient influencer le fonctionnement de la balance.
- Vérifiez régulièrement l'état des piles ; utilisation des piles sous votre propre responsabilité afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser la balance de laboratoire de manière inappropriée afin d'éviter d'endommager les composants électriques.
- Ne pas utiliser la balance de laboratoire à proximité de microbes ou de produits chimiques afin d'éviter toute contamination.
- Calibrer régulièrement la balance de laboratoire afin de garantir des valeurs de mesure précises.