

# Informations sur la sécurité du produit

## Microscope à lumière transmise KERN OBE 121

**Fabricant/Personne de contact :** Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland  
**e-Mail :** info@kern-sohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 662481, 662480, 662479

### Instructions de sécurité:

- Assurez-vous que le microscope est stable pendant son utilisation afin d'éviter les chutes et les dommages.
- Maintenez le microscope et ses composants à l'écart de l'eau et des environnements humides afin d'éviter tout risque électrique.
- Rangez le microscope dans un endroit sec afin d'éviter tout dommage dû à la poussière ou à l'humidité.
- Évitez tout contact direct avec les DEL pendant le fonctionnement, car elles peuvent devenir chaudes et il y a un risque de brûlure.
- Les enfants ne doivent utiliser le microscope que sous surveillance afin d'éviter les blessures et les risques d'étouffement dus aux petits accessoires.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correctement branchée afin d'éviter toute surchauffe et tout choc électrique.
- Évitez d'exposer vos yeux à la lumière directe afin d'éviter les lésions oculaires dues à la LED.
- Éliminez les composants électroniques du microscope en respectant l'environnement, conformément à la réglementation locale.
- N'utilisez que des accessoires et des composants recommandés par le fabricant.