

# Informations sur la sécurité du produit

## Chaise de laboratoire Basic, similicuir, Stamskin Top rouge

**Fabricant/Personne de contact** : Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland  
**e-Mail** : info@interstuhl-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article** : 307978, 307977, 307976, 307975, 307974, 307973, 307972

### Instructions de sécurité:

- Assurez-vous que la chaise de laboratoire est utilisée en toute sécurité afin d'éviter les blessures. La chaise ne doit être utilisée que pour l'usage prévu et par une seule personne à la fois. N'utilisez pas la chaise au-delà de la charge maximale : 100 kg ou 120 kg selon le modèle.
- Effectuer une inspection régulière pour vérifier que la housse, le châssis et les autres pièces ne sont pas endommagés. Vérifier régulièrement la solidité et la stabilité des vis et des raccords.
- Consigne de sécurité à utiliser uniquement sur des sols fermes et plats afin d'éviter tout basculement. Veillez à ce que la chaise soit placée sur une surface stable afin d'éviter tout basculement.
- Éviter le contact avec des objets tranchants et ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs afin de ne pas endommager le similicuir. Utiliser des désinfectants appropriés pour le nettoyage.
- La hauteur et la profondeur du siège doivent être vérifiées et correctement réglées afin de garantir une utilisation ergonomique. Veillez à ne pas régler la hauteur d'assise au-delà de la hauteur maximale.
- En cas de défaut ou de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant.
- Tenir le produit hors de portée des enfants. L'utilisation par des enfants n'est pas recommandée, car il n'a pas été conçu pour cet usage.