

Informations sur la sécurité du produit

Chaise de laboratoire Basic 9132, avec patins, cuir synthétique, Stamskin Top bleu

Fabricant/Personne de contact : Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
e-Mail : info@interstuhl-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 307985, 307984, 307983, 307982, 307981

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement en cas d'utilisation incorrecte des patins.
- Risque d'écrasement par des pièces en mouvement.
- Risque de blessure en cas de réglage instable de la hauteur. Attention : risque de blessure en cas de réglage incorrect de la hauteur.
- Respecter les dimensions de sécurité : Hauteur d'assise 470-610 mm. S'assurer que la hauteur maximale d'assise de 610 mm n'est pas dépassée afin d'éviter les risques de chute.
- Évitez de vous asseoir sur le dossier afin d'éviter les blessures.
- Vérifier régulièrement l'usure des pièces mécaniques afin d'éviter tout dysfonctionnement. Veiller à ce qu'aucune pièce ne soit desserrée ou ne risque de tomber lors de l'utilisation.
- Lorsqu'il est utilisé dans un laboratoire, être conforme aux exigences de sécurité spécifiques au matériel de laboratoire. Conçu pour une utilisation en laboratoire. Utiliser uniquement pour l'usage prévu.
- N'utilisez pas la chaise sur des sols irréguliers ou glissants. Utilisation uniquement sur des sols lisses et stables. Risque de glissade lors du travail avec des pièces mobiles.
- Assurez-vous que le ressort à gaz fonctionne correctement avant d'utiliser la chaise.
- Tenez les enfants éloignés de la chaise afin d'éviter tout risque de chute ou de blessure. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans ; pourrait entraîner des blessures en cas de mauvaise utilisation. Conserver hors de portée des enfants.
- Nettoyez régulièrement le revêtement en tissu afin de prolonger la durée de vie du produit. Pour une utilisation dans des environnements contenant des substances chimiques, utiliser des produits de nettoyage appropriés afin de ne pas endommager le matériau. Veiller à entretenir correctement le similicuir afin de conserver ses propriétés antibactériennes à long terme.
- Peut devenir instable sous des températures élevées. Le matériau en similicuir peut se décolorer s'il est exposé à la lumière directe du soleil - ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
- Avant l'utilisation, s'assurer que la chaise est stable et correctement montée.
- Évitez le contact avec certains produits chimiques qui pourraient endommager la surface en similicuir.