

Informations sur la sécurité du produit

Chaise de laboratoire Basic, avec roulettes, similicuir, Stamskin Top rouge

Fabricant/Personne de contact : Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
e-Mail : info@interstuhl-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308000, 307999, 307998, 307997, 307996, 307995, 307994, 307993

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le siège de laboratoire que sur des surfaces stables et planes et assurez-vous qu'il n'est pas surchargé lors du réglage de la hauteur.
- S'assurer que les roulettes sont adaptées au revêtement de sol concerné et qu'elles sont immédiatement remplacées en cas d'usure ou de détérioration.
- Évitez d'appliquer un poids important au-delà de la charge recommandée afin d'éviter d'endommager le ressort à gaz.
- La chaise ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans et ne doit pas être utilisée par des enfants.
- Évitez de vous tenir debout sur la chaise ou de vous étirer excessivement lors de son utilisation.
- Inspecter régulièrement les roulettes et les mécanismes pour s'assurer de leur sécurité et de leur bon fonctionnement.
- Ajuster la hauteur du siège pour assurer une bonne ergonomie.
- Évitez la proximité de sources de chaleur, de surfaces chaudes ou d'environnements humides afin d'éviter d'endommager les matériaux et de basculer.
- Risque d'étouffement dû à une utilisation non conforme ou à des pièces détachées.
- Risque de glissement en cas d'utilisation sur des surfaces lisses ; utilisation prudente recommandée.
- S'assurer que toutes les pièces sont correctement montées avant l'utilisation et que la chaise est correctement montée.
- Le produit est uniquement destiné à l'usage prévu en laboratoire et ne doit être utilisé qu'à cette fin.
- Les instructions d'utilisation doivent être suivies afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.
- Protégez la chaise de la chaleur extrême ou de la lumière directe du soleil.
- Évitez d'utiliser des désinfectants qui ne sont pas adaptés au similicuir.
- Conseils d'entretien nécessaires pour maintenir les propriétés antibactériennes.