

Informations sur la sécurité du produit

Chaise de laboratoire Basic 9135, avec patins, similicuir, Stamskin Top gris

Fabricant/Personne de contact : Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
e-Mail : info@interstuhl-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308006, 308005, 308004, 308003, 308002, 308001

Instructions de sécurité:

- Respecter la capacité de charge maximale. Ne pas dépasser la charge maximale de la chaise afin d'éviter les dommages structurels et les blessures.
- Ne pas dépasser la hauteur d'assise, attention à l'utilisation du réglage en hauteur par ressort à gaz.
- S'assurer que la chaise est placée sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Vérifier régulièrement l'usure. Vérifier régulièrement la stabilité de la chaise et des roulettes.
- Utiliser uniquement sur des surfaces planes.
- Utiliser des revêtements de sol antidérapants.
- En cas de montage ou d'utilisation non conforme, prendre contact avec le fabricant.
- Évitez de vous pencher trop en arrière pendant l'utilisation afin de minimiser le risque de blessures dues aux chutes.
- Veillez à ce que la solidité de toutes les vis, fermetures et articulations soit régulièrement contrôlée afin de garantir une utilisation sûre.
- La chaise n'est pas adaptée à une utilisation dans des environnements à forte charge chimique et dans des environnements humides.
- Remplacer les patins lorsqu'ils sont usés.
- Ne convient pas aux enfants et aux personnes vulnérables en raison des risques mécaniques. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence éventuelle de petites pièces. L'utilisation n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 14 ans.
- Avant l'utilisation, s'assurer que les conditions extérieures du produit correspondent aux conditions d'utilisation spécifiques du laboratoire.
- Maintenez la chaise propre et effectuez un entretien régulier.
- Évitez de vous asseoir si le ressort à gaz est endommagé.
- Nettoyez la surface du similicuir avec des désinfectants appropriés, éloignez les objets les plus tranchants de l'assise.
- Tenez la chaise éloignée des sources de chaleur directes.
- Risque d'électrocution en cas d'utilisation non conforme de composants électriques.
- Le similicuir est antibactérien, respecte néanmoins les consignes d'entretien pour éviter les dommages.