

Informations sur la sécurité du produit

Support lombaire pour siège de bureau SSI Project OI 2530, L 350 x l 350 mm, réglable en hauteur et en profondeur, à installer

Fabricant/Personne de contact : F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH, Thundorfer Str. 11, 92342 Freystadt/Rettelloh, Deutschland
e-Mail : mail@original-steifensand.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 144135

Instructions de sécurité:

- Veuillez noter que cet appui-lordose ne convient que pour le siège de bureau SSI Project OI 2530.
- L'utilisation d'un siège de bureau non compatible peut entraîner des blessures.
- S'assurer que l'appui-lordose est correctement installé afin d'éviter les blessures dues à une mauvaise utilisation.
- Le réglage de la hauteur et de la profondeur ne doit être effectué qu'en position assise et avec les deux mains, afin de minimiser le risque de blessure.
- Pour les femmes enceintes ou les personnes souffrant de problèmes de dos, il est recommandé de consulter un médecin avant toute utilisation.