

# Informations sur la sécurité du produit

## **Bac de récupération au sol Stawa-R pour les armoires de sécurité asecos des séries Q30, Q90 et S90, tôle d'acier, gris clair, L 742 x P 507 x H 83 mm, 22 l**

**Fabricant/Personne de contact** : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail** : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéro d'article**: 461915

### **Instructions de sécurité:**

- Le bac de rétention au sol ne convient que pour les récipients d'un volume maximum de 20 l.
- Une utilisation non conforme peut entraîner un risque lié à des substances dangereuses.
- Le bac de rétention au sol ne doit pas être surchauffé ou endommagé mécaniquement.
- S'assurer que la baignoire est régulièrement contrôlée pour vérifier qu'elle n'est pas usée ou endommagée.
- La baignoire doit être placée sur une surface stable et plane afin d'éviter tout risque de basculement.