

Informations sur la sécurité du produit

Tabouret XXL meychair Assistant Pro A19-10020, avec roulettes, réglable en hauteur, jusqu'à 250 kg, acier & similicuir, résistant aux désinfectants, noir

Fabricant/Personne de contact : Mey Systems GmbH, Merlach 16, 96145 Sesslach-Merlach, Deutschland

e-Mail : info@mey-components.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 660245

Instructions de sécurité:

- Ne procéder au réglage de la hauteur que conformément au mode d'emploi.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 250 kg.
- En cas d'utilisation sur des surfaces lisses, veiller à ce que le tabouret ne se mette pas à rouler.
- Avant le nettoyage, vérifier la compatibilité du matériau (résistant aux désinfectants).
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du ressort à gaz et du mécanisme.
- Vérifier régulièrement l'usure et les dommages du tabouret afin d'éviter tout risque pour la sécurité.